



GottaGo

Užívateľská príručka



Sloboda pre rodiny

Slovensky

Firefly GottaGo je ľahké a prenosné sedadlo vyrobené na zlepšenie života detí prostredníctvom nezávislosti na toalete. Je to bezpečné a posturálne podporujúce sedadlo pre použitie doma aj mimo domova.

Pred použitím sedadla GottaGo si prosím pozorne prečítajte všetky pokyny. Všetky pokyny nájdete tiež na našej webovej stránke **www.fireflyfriends.com/gottago** spolu s videami, schémami a často kladenými otázkami.

Obsah

01	Určené použitie	s.04
02	Certifikácia	s.04
03	Varovania a upozornenia	s.05
04	Podmienky záruky	s.06
05	Bezpečnostné informácie	s.07
06	Bezpečnostné opatrenia a kontraindikácie	s.08
07	Informácie o čistení a starostlivosti	s.08
08	Inšpekcia a údržba výrobku	s.09
09	Dôležité pokyny	s.09
10	Opätovné vydanie produktov Firefly	s.10
11	Pokyny na použitie	s.11
12	Klinické nastavenie	s.20
13	Demontáž sedadla GottaGo	s.23
14	Technické informácie	s.26

ČASŤ 01:

Určené použitie

Určené použitie

Toaletné sedadlo GottaGo je určené na poskytovanie posturálnej podpory deťom so zdravotným postihnutím s cieľom uľahčiť toaletu.

GottaGo je prenosné toaletné sedadlo určené na uľahčenie toalety doma i mimo domova.

Indikácie pre použitie

Odporúčame, aby kontrolu produktu vykonala dospelá osoba v súlade s časťou 08 tejto uživatelskej príručky, aby sa zaistilo bezpečné používanie produktu.

Toaletné sedadlo GottaGo je určené na použitie na rovnom povrchu v kúpeľni. Sedadlo je určené na poskytovanie posturálnej podpory deťom s rôznymi postihnutiami, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť sedieť bez podpory. Medzi užívateľov môžu patriť okrem iného aj nepohyblivé deti s neuromuskulárnou, vrodenu alebo chromozomálnou poruchou, poranením miechy alebo oneskorením celkového vývoja. Sedadlo GottaGo je určené pre deti vo veku približne 2 - 9 rokov s maximálnou hmotnosťou užívateľa 30 kg (66 libier).



Deti by nemali na toaletnom sedadle GottaGo nikdy zostať bez dozoru, pretože by sa mohli poraniť.

ČASŤ 02: Certifikácia

Sedadlo GottaGo je klasifikované ako zdravotnícka pomôcka triedy I podľa predpisov EÚ a Veľkej Británie. Ako výrobca, James Leckey Design Limited, vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade s predpismi o zdravotníckych pomôckach (2017/745), predpismi Veľkej Británie o zdravotníckych pomôckach z roku 2002, smernicou o zdravotníckych pomôckach (93/42 EEC) a EN 12182:2012 Pomocné výrobky pre osoby so zdravotným postihnutím, so všeobecnými požiadavkami a testovacími metódami.

Poznámka: Všeobecné rady pre užívateľov. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok fyzické zranenie, poškodenie produktu alebo životného prostredia.

Poznámka: Keď deti sedia na sedadle GottaGo, mali by mať neustále zapnutý bezpečnostný pás.

ČASŤ 03: Varovania a upozornenia

Upozornenie, denné kontroly:

- Bezpečnostný pás pripnite hneď po usadení užívateľa na sedadlo GottaGo.
- Pred použitím GottaGo je potrebné ho každý deň skontrolovať, aby sa zabezpečilo, že všetky pásy a sedacie prvky sú bezpečne pripevnené.
- Pred použitím si vždy dôkladne prečítajte pokyny.
- Pred použitím produkt vždy vizuálne skontrolujte. Ak máte pochybnosti, ZASTAVTE. Ak máte podozrenie alebo viete, že je výrobok alebo jeho časť chybná, ZASTAVTE. Čo najskôr kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom alebo miestneho predajcu.
- Vždy skontrolujte, či je stupačka bezpečne pripevnená.
- Opatrovateľ by sa nemal dotýkať žiadneho pohyblivého kĺbu alebo čapu, ktorý nie je zaistený.
- Uistite sa, že na všetkých stranách produktu je dostatočný prístupový priestor. Posúvanie usadeného užívateľa alebo akékoľvek úpravy sedadla GottaGo, keď je užívateľ usadený, sa neodporúčajú.
- Pred umiestnením užívateľa do produktu sa uistite, že produkt je nakonfigurovaný podľa potrieb užívateľa a skontrolujte jeho stabilitu.

- Pri montáži alebo nastavovaní polohy komponentov toaletných sedadiel dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty.
- Pred umiestnením užívateľa do produktu sa vždy ubezpečte, že všetky štyri nohy majú bezpečnostné zámky plne zasunuté.
- Nikdy nepohybujte a nezdvíhajte sedadlo GottaGo, ak je na ňom dieťa.

Pri prvom usadení užívateľa.

- Presuny užívateľov do a z produktu musia byť vykonané pomocou vhodného vybavenia a personálu.
- Ak užívateľ prejaví akýkoľvek typ úzkosti, čo najskôr a čo najbezpečnejšie ho dajte dolu z produktu.

Upozornenie, nebezpečenstvo privretia prsta:

- Pri montáži alebo nastavovaní polohy komponentov sedadla buďte opatrní, aby ste si pri umiestňovaní komponentov sedadla a doťahovaní upevnení neprivreli prsty. Vzhľadom na flexibilnú povahu kontúrovania toaletného sedadla GottaGo nezabudnite, že ak je užívateľ usadený a aktívny, hrozí nebezpečenstvo privretia prstov v oblasti medzi sedadlom a rámom.

Varovanie, nebezpečenstvo prevrátenia:

- Keď užívateľ sedí na sedadle GottaGo, okamžite zapnite bezpečnostný pás.

- Nikdy nenechávajte sedadlo GottaGo na nerovnom povrchu.
- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru počas jeho sedenia na produkte.
- Predtým, ako sa užívateľ presunie na sedadlo, vždy skontrolujte, či sú sedadlo a pásy na nohy zaistené po nasadení bezpečnostného pásu
- **Varovanie, nebezpečenstvo zachytenia prstov:** Dajte pozor, aby sa prsty obsluhy alebo detí v blízkosti nepricvikli v priestore medzi sedadlom a rámom.
- **Varovanie, bezpečnosť užívateľa:** Pred vykonaním toalety zaistite, aby boli všetky postroje pre užívateľov, najmä pásy na nohy pripevnené a nastavené tak, aby držali užívateľa bezpečne na mieste. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru počas jeho sedenia na sedadle GottaGo.

Všeobecná starostlivosť

- **Upozornenie, čistenie:** Sedadlo GottaGo pravidelne vyčistite, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na sedacích prvkoch a ráme. Nahromadené nečistoty môžu predčasne opotrebovať povrch sedadla a podporiť koróziu rámu. Používajte iba neabrazívne čistiace prostriedky pre domácnosť a vlhké handričky.
- **Upozornenie, čistenie umývacími strojmi / hadicami:** Na rám nepoužívajte hadice ani umývacie stroje, rám nie je utesnený proti tečúcej vode a môže sa poškodiť

vniknutím vody.

- Batoh GottaGo je možné prať v práčke pri teplote 40 °C. Nesušiť v sušičke.
- **Upozornenie, uskladnenie:** Výrobok by nemal byť v blízkosti akýchkoľvek priamych zdrojov tepla, vrátane otvoreného ohňa, cigariet, elektrických a plynových ohrievačov.
- **Upozornenie, uvedenie do prevádzky:** Pri vytiahnutí sedadla Gotta Go po uskladnení, ho nechajte najskôr aklimatizovať sa na teplotu okolia. Utrite akúkoľvek vlhkosť, ktorá sa na produkte skondenzovala.
- **Upozornenie, likvidácia:** Sedadlo GottaGo zlikvidujte iba na komunitnej skládke odpadu podľa správnej recyklačnej kategórie.

Ďalšie čistenie kovových a plastových komponentov

- Na každodenné čistenie je možné použiť mydlo a vodu alebo antibakteriálny sprej.
- Na čistenie plastových alebo kovových komponentov nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Pred použitím sa uistite, že je produkt suchý.

ČASŤ 04: Podmienky záruky

Záruka pre sedadlo GottaGo platí iba v prípade, že sa produkt používa v súlade s jeho určením a podľa všetkých špecifikácií výrobcu. Na tento výrobok vyrobený spoločnosťou James Leckey

Design Ltd. sa poskytuje jednoročná záruka.

Tovar nám je možné vrátiť so zárukou, na opravu alebo výmenou do 12 mesiacov od dodania. Po tom čo nás budete kontaktovať, zabezpečíme vyzdvihnutie tovaru na naše náklady a po vrátení tovaru tovar opravíme alebo vymeníme a vrátime vám ho do cca 15 dní. Vo všetkých prípadoch je zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť, aby bol vrátený tovar vhodne zabalený, najlepšie v originálnom balení.

ČASŤ 05: Bezpečnostné informácie

1. Pred použitím si vždy dôkladne prečítajte pokyny pre užívateľov.
2. Pri používaní zariadenia by deti nikdy nemali byť ponechané bez dozoru.
3. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty sedadla GottaGo bezpečne zostavené podľa pokynov pre užívateľa.
4. Zaistite, aby bol vždy použitý bezpečnostný pás a pásy na nohy.
5. Sedadlo GottaGo musí byť umiestnené na suchom, pevnom, statickom povrchu. Nikdy nepoužívajte sedadlo GottaGo na šikmej ploche.
6. Maximálna hmotnosť užívateľa sedadla GottaGo je 30 kg (66 libier). Toto by nikdy nemalo byť prekročené.
7. Pri premiestňovaní nikdy nepoužívajte podnožku na opieranie dieťaťa.
8. Sedadlo GottaGo nikdy neupravujte ani nepoužívajte iné komponenty ako súčiastky schválené spoločnosťou Firefly. Mohlo by to ohroziť vaše dieťa a tiež ukončiť platnosť záruky.
9. Sedadlo GottaGo by nemalo byť v blízkosti akýchkoľvek priamych zdrojov tepla, vrátane otvoreného ohňa, cigariet, elektrických a plynových ohrievačov.
10. Výrobok pravidelne čistite v súlade s časťou 07 tejto užívateľskej príručky.
11. Vykonávajte pravidelné kontroly údržby, aby ste sa uistili, že je váš výrobok v dobrom funkčnom stave. Sedadlo GottaGo by sa nemalo používať, ak je niektorá z častí chýbná.
12. Nie je možné, aby sme poskytovali špecializované rady týkajúce sa premiestňovania a manipulácie, pretože okolnosti sa budú líšiť pre každú rodinu. Pokyny k presunu a manipulácii získate od svojho terapeuta.
13. Ak máte pochybnosti o bezpečnom používaní sedadla GottaGo alebo ak by sa vyskytli poškodenia niektorých dielov, ihneď prestaňte výrobok používať a kontaktujte zákaznícky servis Firefly na čísle vo Veľkej Británii 0800 318265 alebo Írsku 1800 626020.
14. Batoh GottaGo je vhodný pre zaťaženie do 15 kg, toto neprekračujte.



Deti by nemali byť nikdy ponechané bez dozoru, na toaletnom

sedadle GottaGo, pretože by im mohlo hroziť zranenie. Pri rozkladaní rámu je potrebná opatrnosť, pretože ruky sú v tesnej blízkosti pohyblivých častí.

- Deti odkázané na používanie perkutánnej endoskopickkej gastrostómie
- Zdravotná nestabilita vrátane zhoršených dýchacích funkcií
- Závislosť na prístrojoch na udržanie života od tretích strán, ako sú kyslíkové nádoby
- Poruchy učenia a/alebo problémy so správaním

ČASŤ 06: Bezpečnostné opatrenia a kontraindikácie

Opatrenia

Sedadlo GottaGo nemusí byť vhodné pre deti a mládež s nasledujúcimi ťažkosťami:

- Napravené deformity chrbtice, ako je skolióza alebo kyfóza
- Ťažké svalové kontrakcie
- Ťažká svalová alebo skeletálna asymetria (rozdiely medzi ľavou a pravou stranou tela) vrátane dislokácie bedrového kĺbu
- Progresívne stavy a stavy úbytku svalov
- Vysoké riziko zlomenín kostí
- Vysoké riziko poranenia v dôsledku tlaku alebo otvorených rán
- Silné, nekontrolované pohyby

Kontraindikácie

So sedadlom GottaGo nie sú spojené žiadne kontraindikácie.

ČASŤ 07: Informácie o čistení a starostlivosti

Pri čistení sedadla GottaGo odporúčame používať teplú vodu a neabrazívne čistiace prostriedky, nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky.

Bezpečnostný pás a pásy na nohy je možné v prípade potreby odstrániť a vyčistiť teplou mydlovou vodou.

Na čistenie rámu je možné použiť mydlo a vodu alebo antibakteriálny sprej, na čistenie rámu nepoužívajte rozpúšťadlá.

ČASŤ 08: Kontrola a servis produktu

Odporúčame, aby ste pred každým použitím sedadla GottaGo vykonali rôzne kontroly, aby ste sa presvedčili, že je výrobok bezpečný. Odporúčané kontroly sú uvedené nižšie:

1. Pred umiestnením dieťaťa skontrolujte, či je sedadlo správne pripevnené k rámu, a skontrolujte, či je stabilné a zaistené.
2. Zaistite, aby boli bezpečnostný pás a pásy na nohy bezpečne pripevnené k operadlu sedadla a opierke nôh.
3. Skontrolujte, či nie sú bezpečnostný pás a pásy na nohy opotrebované.
4. Skontrolujte, či západky popruhov nie sú prasknuté alebo poškodené.
5. Skontrolujte, či sú spoje rámu bez nečistôt a bez známok opotrebovania.

Pri servisných problémoch si pozrite webovú stránku Firefly www.fireflyfriends.com alebo kontaktujte Firefly na customer.enquiries@fireflyfriends.com

ČASŤ 09: Dôležité pokyny

Pred prenesením dieťaťa do výrobku sa uistite, že je sedadlo GottaGo na stabilnom povrchu. Otvorte uhol operadla uvoľnením západiek popruhov a uistite sa, že zostanú stále pripojené a zaistené. Ďalšie úpravy je možné vykonať potom, čo bolo dieťa bezpečne usadené na sedadle a bezpečnostný pás zapnutý.

Zaistite, že hneď ako dieťa umiestnite do sedadla GottaGo, budú bezpečnostný pás a pásy na nohy pripravené na zapnutie. Buďte opatrní a pozorne sledujte svoje dieťa, kým nebudú vykonané potrebné zmeny nastavenia bezpečnostného pásu a/alebo pásov na nohy.

ČASŤ 10: Opätovné vydanie produktov Firefly

Ak chcete dať svoje toaletné sedadlo GottaGo inej rodine, keď ho vaše dieťa prerastie, odporúčame vám z dôvodu osobnej hygieny dôkladne vyčistiť sedadlo, rám a batoh. Zaistite, aby bola spolu s výrobkom dodaná kópia užívateľskej príručky. O kópiu môžete požiadať kontaktovaním nášho tímu starostlivosti o zákazníkov enquiries@fireflyfriends.com alebo prostredníctvom našej webovej stránky na www.fireflyfriends.com/gottago.

Ak máte pochybnosti o pokračovaní v bezpečnom používaní vášho výrobku Firefly alebo ak by niektoré diely zlyhali, prestaňte výrobok používať a kontaktujte Firefly cez zákaznícky servis spoločnosti Leckey na **customer.enquiries@fireflyfriends.com**

Pred opätovným vydaním produktu sa odporúča ho dezinfikovať jedným z nasledujúcich postupov:

Poznámka: Pred dezinfekciou / asanáciou produkt vždy najskôr očistite, aby ste odstránili nahromadené nečistoty.

1. Pokiaľ je to možné, odporúčame použiť automatizovaný dezinfekčný systém „rozprašovač“, ktorý sa používa na úplné pokrytie povrchov výrobku dezinfekčným prostriedkom. Pred použitím by ste sa mali riadiť pokynmi výrobcu pre zvolený systém a presne ich dodržiavať.

2. Ak nie je k dispozícii automatizovaný dezinfekčný systém, všetky povrchy produktu by sa mali otrieť antibakteriálnymi povrchovými obrúskami. Mali by ste dodržiavať pokyny výrobcu pre zvolený výrobok. Poťahy produktu a textilie by sa mali dôkladne vyčistiť v súlade s časťou 7 Informácie o čistení a starostlivosti v tejto príručke.


ČASŤ 11: Pokyny na použitie

11.1 Rozloženie rámu GottaGo

Po vybratí z krabice bude váš rám sedadla GottaGo vyzeráť takto.

- | | |
|-------------|------------|
| 1 Rám | 4 Sedadlo |
| 2 Bezp. pás | 5 Nočník |
| 3 Batoh | 6 Podnožka |





Sedadlo GottaGo je navrhnuté len na použitie na rovnom povrchu.

Ak chcete **rám rozvinúť**, identifikujte tlačidlá **A** na spodnej strane rámu.

Na uľahčenie montáže držte rám GottaGo správnou stranou hore (kde sú nohy zložené zospodu) a súčasne zatlačte tlačidlá zozadu **A**, aby sa uvoľnili nohy.

Pri rozkladaní nôh sa uistite, že nohy spočívajú na zemi, nie vo vzduchu.


Rozložte nohy, až kým nebudete počuť cvaknutie.

Skontrolujte, či sú všetky štyri nohy úplne od seba a zaistené v polohe.

Rám GottaGo postavte na rovný povrch.

11.2 Nastavenie výšky rámu GottaGo


GottaGo má 3 nastavenia výšky; výška nočníka **1**, štandardná výška **2** a výška toalety pre telesne postihnutých **3**.



Výška je označená **zelenými** **očíslovanými indikátormi** na každej z nôh.





Ďalej identifikujte tlačidlá nastavenia výšky na vnútornej strane oboch nôh rámu **B**




Pre nastavenie výšky rámu, má každá noha bezpečnostný zámok **A** ktorý musíte najskôr odpojiť. Vytiahnite tento zaistovací kolík **A** smerom von a potom o štvrt otáčky uvoľníte bezpečnostný zámok.

Ak chcete zaistiť bezpečnostný zámok, otočte o štvrt otáčky a zatlačte zaistovací kolík späť na miesto **B**




Ak chcete nastaviť štandardnú výšku:

Odpojte bezpečnostný zámok. Keď je rám GottaGo nastavený vzpriamene, stlačte predné tlačidlá **simultánne** **B** a jemne začnite zdvíhať rám GottaGo smerom hore. **Pohyb zopakujte** so zadnými tlačidlami. Znovu zapnite bezpečnostné zámky štvrtinovým otočením a zatlačením dovnútra.



Pri zdvihnutí **pustite tlačítko**. To umožní nohám klesnúť na štandardnú výšku **2**. Budete počuť kliknutie. Opakujte pre 2 zadné nohy.



Ak chcete nastaviť výšku toalety pre telesne postihnutých:

Keď je rám GottaGo nastavený vzpriamene, súčasne podržte predné tlačidlá **B** a jemne začnite zdvíhať rám GottaGo smerom hore. To umožní nohám klesnúť do úplne vysunutej výšky **3**. Budete počuť kliknutie. Opakujte pre zadné nohy.

Zaistite, aby každá z nôh bola nastavená na rovnomernú úroveň, ako je možné identifikovať pomocou **zelených očíslovaných indikátorov**.


Bezpečnostný zámok vráťte do zapnutej polohy štvrtinovým otáčaním a zatlačením dovnútra.






11.3 Upevnenie sedadla GottaGo k rámu

Keď je váš rám nastavený podľa pokynov v častiach 10:1 a 10:2, môžete do rámu umiestniť sedadlo GottaGo. Západky **A** a západky popruhov **B** musia byť najskôr zaistené.

Za týmto účelom prevlečte západkový **B** popruh cez západku **A**. Keď je západkový popruh **B** zatlačený cez západku **A**, budete počuť počuteľné cvaknutie, že spojenie bolo vytvorené.

Kým pripravíte rám, odložte zatiaľ sedadlo na bok.







Na hlavnom sivom ráme odomknite konektory rámu **C** na oboch stranách potiahnutím nahor.

Upevnite sedadlo GottaGo k rámu zarovnaním konektorov **D** sedadla nad úložnú drážku **E**. Drážka **E** má vizuálne indikátory, ktoré vám pomôžu symetricky zarovnať konektory sedadla s rámom. Zatlačte konektory sedadla **D** do úložnej drážky **E** a potom zatlačte na konektory sedadla **C** k rámu tak, že ich zatlačíte nadol. Budete počuť cvaknutie, ktoré znamená, že sú zamknuté.


11.4 Pripojenie stupačky

Podnožku **A** je možné pripevniť jednoduchým zasunutím do jednej zo štyroch určených polôh na ráme. **B**
Keď sa zasunie, budete počuť kliknutie.


Keď ste spokojní s výškou stupačky, zapnite zaistovacie zámky.



Otvor v
stupačke



Otvory na vloženie
stupačky




Úchyty na zaistenie
pásov na nohy

Vloženie zaistovacieho zámku


Vložte zaistovací zámok **C** zatlačením do prestupníka **D** vzadnej časti stupačky. Aby ste tak mohli urobiť, zaistite, aby bol zámok správnym smerom nahor, so zámkom na vrchu **E**.

Hneď ako pripevníte podnožku do požadovanej polohy, môže podnožka zostať na mieste, aj keď je zložená.


Ak bude neskôr potrebné opätovne nastaviť výšku podnožky, odstráňte zaistovací zámok a podnožku a znova ich pripevnite podľa vyššie uvedených krokov.



Zaistovací
zámok




Pripojenie zaistovacieho
zámku k priestupníku



Zaistené zámkom
na vrchu

11.5 Pripojenie nočníka

Nočník je možné pripevniť posúvaním po koľajniciach **A**, kým predná časť nočníka nedosiahne ochranu proti postriekaniu na sedadle.




ČASŤ 12: Klinické nastavenie

12.1 Nastavenie polohy sedadla

Po skúške sedadla by ste mali mať predstavu o vhodnej polohe sedadla pre vaše dieťa. Najžiadanejšou pozíciou, ktorú chcete dosiahnuť, je mať nohy za alebo pod kolenami.

Odomknite konektory sedadla v ráme. Za týmto účelom jemne zatlačte bočnú stranu sedadla smerom k rámu a potom zdvihnite zámok.


Posuňte sedadlo pozdĺž drážky do požadovanej polohy a potom zaistite, aby bolo sedadlo uzamknuté späť na svojom mieste.



Sedadlo nenastavujte
keď na ňom dieťa sedí.

12.2 Upevnenie bezpečnostného pásu


Pripevnite bezpečnostný pás pomocou upevňovacích bodov na zadnej strane sedadla. Vyberte drážku, ktorá bude pre dieťa pohodlná, ale bezpečná, a zaháknite ju na upevňovací bod na oboch stranách.



12.3 Kontrola výšky stupačky

Uistite sa, že stupačka je vo výške, ktorá umožňuje nosnosť po celej dĺžke stehna. Príliš vysoká stupačka môže spôsobiť nadmerný tlak na zadok, čo bráni relaxácii.


Upravte dĺžku popruhov na nohy, aby pevne držali hornú časť oboch chodidiel.




12.4 Nastavenie opačného uhla

Západky popruhov je možné nastaviť tak, aby bolo vaše dieťa prinútené predkloniť sa a pomohlo im to položiť ruky na opierky rúk alebo nôh, a pomohlo poskytnúť prirodzenú prednú oporu trupu aj hlavy. Toto tiež pomôže poskytnúť kontúrovanú bočnú a zadnú podporu a podporí relaxáciu čriev a svalov panvového dna.

Zatvorenie opačného uhla môže znížiť vysoký svalový tonus. Západky popruhov je možné v prípade potreby nastaviť asymetricky.



*Potiahnutím kovovej časti utiahnete západku popruhu.




*Stlačte zelené tlačidlo a pre uvoľnenie potiahnite západku popruhu.

ČASŤ 13: Demontáž sedadla GottaGo

13.1 Odstránenie nočníka

Ak bol nočník použitý, opatrne ho posuňte po koľajniciach **A** mimo ochrany pred striekaním.






Podľa potreby zlikvidujte obsah a dôkladne umyte.



13.2 Demontáž sedadla

Odomknite konektory sedadla v ráme **A**. Za týmto účelom jemne zatlačte bočnú stranu sedadla smerom k rámu a potom zdvihnite zámok **B**.




Uvoľnite západky popruhov **C** stlačením uvoľňovacieho tlačidla **D** a vytiahnutím západkového popruhu zo západky. Sklopte strany sedadla dovnútra a sklopte operadlo na ne. Na upevnenie na mieste použite popruh sedadla.



13.3 Demontáž podnožky

Pri demontáži podnožky sa uistite, že sú uvoľnené zaistovacie háky **A**.

Palcom stlačte západky **B** uvoľnenia na oboch stranách podnožky a vysuňte von z otvoru.







Pre odstránenie zaistovacích hákov neťahajte za šnúru.

13.4 Skladanie rámu

Uvoľnite bezpečnostný **A** zámok zo zapnutej polohy a stlačte tlačidlo **B** na vnútornej strane nôh pre návrat do najnižšieho nastavenia výšky, pripravené na zloženie.

Pred skladaním sa uistite, že je sedadlo GottaGo na zemi a nohy sú úplne oddelené, potom stlačte tlačidlá na spodnej strane rámu **C** zdvihnite nahor a zložte.

Sklopte zadné nohy pod prvé, ako je znázornené na obrázku, a potom predné nohy, kým nebudete počuť cvaknutie.






13.5 Balenie batohu

Zoberte zložený rám **A** a zasuňte ho do batohu držaním za rúčku rámu.

Vezmite si nočník **B** a vložte ho do spodnej časti batohu, zmestí sa do medzery medzi nohami rámu.

Pri vyberaní zasuňte podnožku **C** do medzery za rámom. Zoberte zložené sedadlo **D** a zasuňte ho do medzery v batohu.



ČASŤ 14: Technické informácie

Sedadlo

	Veľkosť 1	Veľkosť 2
Vek	2-5 rokov	4-9 rokov
Šírka bokov	22,5 cm	27 cm
Minimálna hĺbka sedadla*	22 cm	29 cm
Uhol sklonu operadla (dopredu)	8°	25°
Uhol stehna (mimo horizontálu)	40°	40°
Výška operadla	24 cm	36 cm
Hmotnosť (sedadlo a rám)	5,8 kg	6,1 kg

Rám

Rám zložená veľkosť	51 x 56 x 19 cm / 20 x 22 x 7,5 palca
Stopa podlahy rámu	52 x 74,5 cm / 20,5 x 29,3 palca (v maximálnej výške)
Maximálna hmotnosť používateľa	30 kg
Výška (najnižšia časť sedadla)	1 – 30 cm / 11,8 palca 2 – 46 cm / 18 palcov 3 – 53 cm / 20,9 palca

*Stanovenie veľkosti: u chlapcov sa odporúča zvoliť väčšiu veľkosť za predpokladu, že splňajú minimálnu mieru hĺbky sedadla

Tabuľka symbolov

Symbol	Význam
	Zdravotnícka pomôcka
	Prečítajte si návod na použitie
	Značka CE
	Výrobca
	Číslo modelu
	Sériové číslo
	Maximálna hmotnosť používateľa



Distribútor na Slovensku:

Letmo SK, s.r.o.

Mládežnícka 8

Banská Bystrica

97404

Tel.: 0800 194 984

Web: www.letmo.sk

E-mail: info@letmo.sk

Informácie o distribútoroch nájdete na webových stránkach Firefly na :

www.fireflyfriends.com/uk/distributor-information

Fireflyfriends Ltd

19 Ballinderry Road

Lisburn, BT28 2SA

Northern Ireland

(+44) 28 9267 8879

hello@fireflyfriends.com

fireflyfriends.com



Dátum prípravy: jún 2021

LS1134-01