



Playpak

Užívateľská príručka



Sloboda pre rodinu

SK

Playpak je „prenosná súprava na aktivity“, ktorá pomáha bábätkám a malým deťom rozvíjať sa hrou.

Pred použitím Playpaku si pozorne prečítajte všetky pokyny. Všetky pokyny nájdete tiež na našej webovej stránke **www.fireflyfriends.com/playpak** spolu s videami, schémami a častými otázkami.

Obsah

01 Zamýšľané použitie	s.03
02 Vyhlásenie o zhode	s.04
03 Podmienky záruky	s.04
04 Bezpečnosť	s.05
05 Údržba a čistenie	s.06
06 Denná kontrola	s.07
07 Opätovné vydanie produktov Firefly	s.07
08 Servis	s.07
09 Návod na použitie	s.08
10 Ako používať Playpak	s.09
11 Technické informácie	s.11

ČASŤ 01: Zamýšľané použitie

Playpak je prenosná súprava na aktivity, ktorá umožňuje deťom rozvíjať sa hrou.

Táto ľahká taška sa rozvinie a vytvorí celé spektrum aktivít, ktoré bolo navrhnuté pre bábätká a deti so špeciálnymi potrebami od narodenia do približne 48 mesiacov a podľa stupnice klasifikácie Gross Motor Function Classification Scale (GMFCS) I-V v závislosti od úrovne ich fyzického vývoja.

Vo vnútri nájdete valčeky, klíny a podpery (navrhnuté klinickými odborníkmi), ktoré sa navzájom spájajú desiatkami spôsobov a umožňujú dieťaťu zvládnuť rôzne vývojové polohy. Playpak tiež prichádza s praktickým sprievodcom online terapiou, ktorý obsahuje rady a animované ľahko použiteľné pokyny, ktoré vám ukážu, ako použiť každý šikový malý kúsok na vytvorenie rôznych polôh v ľahu a sede, ako aj to, ako s dieťaťom vykonávať odporúčané vývojové hry.

Môžete sa pozrieť na prehľad v Uživatelskej príručke v časti 9.3 alebo online na adrese www.fireflyfriends.com/playpak.

Dôležitosť raného vývoja dieťaťa prostredníctvom hry

Každé dieťa prichádza na svet s obmedzenými schopnosťami, a preto sú prvé tri roky jeho života najdôležitejším obdobím vývoja. U niektorých detí sa však ich obmedzenia časom neprekonávajú jednoducho. Ak sa vývoj dieťaťa z akýchkoľvek dôvodov oneskorí,

znamená to, že bude pravdepodobne získavať zručnosti pomalšie, alebo sa môže líšiť rozsah, v akom si osvojí danú zručnosť.

Deti s vývojovým oneskorením sa, rovnako ako všetky ostatné deti, sa učia hrou. Zábava prostredníctvom hry môže skutočne povzbudiť deti, aby usilovnejšie pracovali na cieľoch terapie.

Playpak je navrhnutý tak, aby pomáhal vášmu dieťaťu zlepšovať jeho fyzické, kognitívne, zmyslové a predhovorové komunikačné schopnosti. Umožnenie hry v troch kľúčových terapeutických polohách vytvára základ pre neskoršie schopnosti - ľah/ ležanie na chrbte (supinačná poloha), ležanie na bruchu (pronačná poloha) a sedenie na podlahe (s vystretými nohami).

S Playpakom môžete pomocou rôznych komponentov „kombinovať“ polohy a aktivity vášho dieťaťa a zabezpečiť tak najlepší možný vývojový štart. Zmena polohy je dôležitá, pretože práve to umožňuje vášmu dieťaťu v neskoršom štádiu samostatne napredovať. Cieľom je umožniť dieťaťu rozvíjať rôzne pohybové schopnosti, ako aj budovanie sily a koordinácie.

ČASŤ 01: Zamýšľané použitie

Účasť rodiny na aktivitách

Playpak vám umožňuje ako rodina hrať väčšiu úlohu aj pri terapii vášho dieťaťa, a to je veľmi dôležité. Výskum ukazuje, že programy včasnej intervencie, ktoré umožňujú terapeutom a rodinám spolupracovať, ako to robí Playpak, majú ešte väčší vplyv na vývoj dieťaťa.

Pravidelná prax je dôležitá pri trénovaní mozgu, aby sa dosiahli dôležité včasné spojenia. U niektorých detí môžu vývojové hry a programy, ako sú tie, ktoré sa odporúčajú v programe Playpak, tiež pomôcť znížiť podráždenosť a zlepšiť fyzické, zmyslové, komunikačné a nezávislé schopnosti.

Spolupráca terapeutov a rodiny

Možno zistíte, že sa vášmu dieťaťu niektoré polohy páčia viac a niektoré menej, alebo že niektoré polohy nemusia byť odporúčané lekárom pre vaše dieťa. Je dôležité, aby ste sa v prípade akýchkoľvek pochybností poradili so svojim terapeutom (terapeutmi) o najvhodnejších pozíciách pre vaše dieťa.

To môže závisieť od toho, či sú svaly vášho dieťaťa napnuté (vysoký tonus) alebo poddajné (nízky tonus), od úrovne jeho vývoja alebo tolerancie k určitým polohám. Niektorým polohám sa možno budete musieť zo zdravotných dôvodov vyhnúť a do iných bude treba dieťa povzbudzovať, aj keď o ne nebude mať na začiatku záujem.

ČASŤ 02: Vyhlásenie o zhode

James Leckey Design Ltd, ako výrobca s výlučnou zodpovednosťou za značku Firefly, vyhlasuje, že Playpak vyhovuje požiadavkám smerníc 93/42 / EHS a EN12182 technickým požiadavkám na pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby, všeobecným požiadavkám a skúšobným metódam.

ČASŤ 03: Podmienky záruky

UK / ROI: Tovar nám je možné vrátiť na záručnú opravu alebo výmenu až do 12 mesiacov od prijatia. Vo všetkých prípadoch je zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť, aby bol vrátený tovar vhodne zabalený, najlepšie v originálnom balení.

Zahraniční zákazníci: Tovar nám je možné vrátiť na záručnú opravu alebo výmenu až do 12 mesiacov od prijatia. Kontaktujte nás a získajte ID referencie prípadu podľa postupu pre medzinárodné reklamácie. Zákazník zodpovedá za náklady spojené s vrátením tovaru. Po návrate k vám váš tovar opravíme alebo vymeníme a do 14 dní vám ho vrátime.

Vo všetkých prípadoch je zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť, aby bol vrátený tovar vhodne zabalený, najlepšie v originálnom balení.

ČASŤ 04: Bezpečnosť

1. Pred použitím si vždy dôkladne prečítajte užívateľskú príručku.
2. Nikdy neupravujte svoj Playpak a nepoužívajte s ním iné komponenty, ako sú komponenty odporúčané spoločnosťou Firefly. Playpak by sa nemal používať, ak je niektorá z jeho častí chybná.
3. Tašku/ podložku vždy používajte ako základňu na podlahe a nikdy nepoužívajte ostatné komponenty samostatne.
4. Pred použitím produktu odstráňte ramenný popruh.
5. Playpak bol navrhnutý pre použitie v interiéroch a ak ho nepoužívate, mali by ste ho skladovať na suchom mieste tak, aby nebol vystavený extrémnym teplotám.
6. Playpak používajte vždy na rovnom povrchu.
7. Pred použitím vykonajte všetky úpravy polôh a skontrolujte, či sú všetky suché zipsy správne pripevnené - vaše dieťa musí byť vždy zabezpečené.
8. Nenúťte dieťa do žiadnej polohy, pretože by ste mu mohli ublížiť. Zaisťte, aby ste pri každej aktivite, ktorú s vaším dieťaťom robíte, používali správne a odporúčané komponenty - ďalšie informácie nájdete v časti 9.3.
9. Aby ste sa vyhlili treniu alebo ošúchaniu pokožky, zaisťte, aby bol suchý zips neustále mimo dieťaťa.
10. Počas používania Playpaku nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.
11. Playpak vyhovuje predpisom o požiarnej bezpečnosti v súlade s normou EN1021-1. Výrobok by sa mal však udržiavať mimo dosahu otvoreného ohňa.
12. Produkt pravidelne čistite v súlade s časťou 5 tejto užívateľskej príručky. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a nečistite chemicky. Pravidelne vykonávajte kontroly údržby, aby ste sa uistili, že je váš produkt v dobrom stave.
13. Pri otváraní a zatváraní zipsov na taške dbajte na to, aby ste si nestrkali prsty alebo nezachytili odev - pokyny nájdete v časti 9.2.
14. Uistite sa, že vaše dieťa je fyzicky pripravené pre Playpak, podľa technických informácií uvedených v časti 10.
15. Nedodržanie pokynov používateľskej príručky môže viesť k riziku pre vás a / alebo vaše dieťa.
16. Ak máte pochybnosti o vašich schopnostiach bezpečne používať Playpak alebo ak by niektoré časti zlyhali, okamžite prestaňte výrobok používať a kontaktujte zákaznícke služby Firefly pre UK 0800 318265 alebo ROI 1800 626020.

ČASŤ 05: Údržba a čistenie

Taška/ Podložka

- Tašku / podložku Playpak je možné v jednotlivých častiach vložiť do práčky a prať pri 30°C.
- Aj keď sa odporúča sušenie na sušiaci, tašku / podložku Playpak je možné sušiť v sušičke pri nízkej teplote.
- Nečistite na sucho.
- Nepoužívajte bielicidlo.
- Nežehlite.
- Perte oddelene od ostatných odevov, aby ste zabránili zafarbeniu.
- Flaky by sa mali čo najrýchlejšie odstrániť pomocou savej látky, uterákov alebo špongie. Bežné mydlo a špongia s teplou vodou sú účinné na bežné znečistenie a menšie škvrny. Dajte pozor, aby ste látku príliš nepresiakli, pretože by to spôsobilo rozšírenie škvryny.
- Na odolnejšie škvrny je možné použiť antiseptické čistiace prostriedky. Môžete používať bezpečné rozpúšťadlá, ako je izopropylalkohol alebo minerálny lieh. Zaistite, aby boli čistiace prostriedky úplne odstránené.

Distribútor:

Letmo SK, s.r.o.

Mládežnícka 8

Banská Bystrica

97404

Web: www.letmo.sk

E-mail: info@letmo.sk

Infolinka: 0800 194 984

Komponenty

- Všetky poťahy je možné zložiť z penových komponentov, vložiť do práčky a vyprať pri 40°C.
- Aj keď sa odporúča sušenie na sušiaci, poťahy komponentov Playpak možno sušiť v sušičke pri nízkej teplote.
- Nečistite na sucho.
- Nepoužívajte bielicidlo.
- Nežehlite.
- Perte oddelene od ostatných odevov, aby ste zabránili zafarbeniu.
- Flaky by sa mali čo najrýchlejšie odstrániť pomocou savej látky, uterákov alebo špongie. Bežné mydlo a špongia s teplou vodou sú účinné na bežné znečistenie a menšie škvrny. Dajte pozor, aby ste látku príliš nepresiakli, pretože by to spôsobilo rozšírenie škvryny.
- Na odolnejšie škvrny je možné použiť antiseptické čistiace prostriedky. Môžete používať bezpečné rozpúšťadlá, ako je izopropylalkohol alebo minerálny lieh. Zaistite, aby boli čistiace prostriedky úplne odstránené.

Suchý zips

Aby ste zabezpečili, že suchý zips zostane „lepkavý“, pravidelne odstráňte všetky nahromadené nečistoty pomocou suchej zubnej kefy, drôtenej kefy pre mačky a psov alebo lepiaceho valčeka na vlákna.

ČASŤ 06: Denná kontrola

Aby sme zaistili bezpečnosť produktu Playpak, odporúčame vám pred použitím vykonať rôzne kontroly.

Odporúčané kontroly sú podrobne uvedené nižšie:

- Zaistite, aby „lepivosť“ suchého zipsu nebola ohrozená nahromadením „chumáčov“. Pravidelne používajte suchú zubnú kefku, drôtenú kefku pre mačky / psy alebo lepiaci valček na vlákna, aby ste z tašky / podložky a komponentov pravidelne odstraňovali „chumáče“.
- Predtým, ako začnete s dieťaťom vykonávať akúkoľvek aktivitu, uistite sa, že máte všetky potrebné komponenty na to, aby ste ich pri tejto aktivite mohli nimi bezpečne podporovať.

Ak máte pochybnosti o ďalšom bezpečnom používaní vášho produktu Firefly alebo ak by zlyhali niektoré jeho časti, prestaňte produkt používať a čo najskôr kontaktujte naše zákaznícke servisné oddelenie.

ČASŤ 07:

Opätovné vydanie produktov Firefly

Zaistite, aby bol produkt dôkladne vyčistený v súlade s časťou 5 tejto príručky. Zaistite, aby bola k produktu dodaná kópia používateľskej príručky. Ak máte pochybnosti o ďalšom bezpečnom používaní vášho produktu Firefly alebo o poruche niektorého z jeho dielov, prestaňte produkt používať a čo najskôr kontaktujte naše oddelenie zákazníckych služieb na UK 0800 318265 alebo ROI 1800 626020.

ČASŤ 08: Servis

Opravy všetkých produktov Firefly by mali vykonávať iba technicky spôsobilé osoby, ktoré boli vyškolené na používanie produktu. Tento servis je v rámci záručnej doby bezplatný za predpokladu, že sa produkt používal na správne zamýšľané použitie. Ak produkt nespadá do záručnej doby, bude možné vykonať opravu. Možno budeme musieť produkt vrátiť spoločnosti Firefly na ďalšiu kontrolu, za ktorú môže byť účtovaný malý poplatok za prepravu. V prípade akýchkoľvek problémov týkajúcich sa servisu kontaktujte tím zákazníckych služieb Firefly na UK 0800 318265 alebo ROI 1800 626020.

ČASŤ 09: Návod na použitie

Ako zistiť, či je Playpak vhodný pre vaše dieťa

Každé dieťa prichádza na svet s obmedzenými schopnosťami, a preto sú prvé štyri roky jeho života najdôležitejším obdobím vývoja. U niektorých detí však ich novonarodené obmedzenia čas jednoducho neprekoná. Ak sa vývoj dieťaťa z akýchkoľvek dôvodov oneskorí, znamená to, že bude pravdepodobne získavať zručnosti pomalšie, alebo sa môže líšiť rozsah, v akom si osvojí danú zručnosť.

Deti s vývojovým oneskorením sa, rovnako ako ostatné deti, učia hrať. Zábava prostredníctvom hry môže skutočne povzbudiť deti, aby usilovnejšie pracovali na cieľoch terapie.

Playpak je ľahké a prenosné zariadenie s centrom aktivít, ktoré bolo vyvinuté pre bábätká a deti so špeciálnymi potrebami od narodenia do približne 48 mesiacov a na stupnici klasifikácie Gross Motor Function Classification Scale (GMFCS) I-V v závislosti od úrovne ich fyzického vývoja.

Jeho účelom je pomôcť vášmu dieťaťu zlepšiť jeho fyzické, kognitívne, zmyslové a predrečové komunikačné schopnosti umožnením hry v troch kľúčových terapeutických polohách, ktoré tvoria základ pre neskoršie schopnosti - ľah/ ležanie na chrbte (supinačná poloha), ležanie na bruchu (pronačná poloha) a sedenie na podlahe (s vystretými nohami).

Skladá sa z valčekov, klinov a podpier (navrhnutých klinickými odborníkmi), ktoré sa navzájom spájajú desiatkami spôsobov a umožňujú dieťaťu zvládnuť rôzne vývojové polohy.

Playpak tiež prichádza s praktickým online terapeutickým sprievodcom, ktorý obsahuje rady a animované, ľahko použiteľné pokyny. Tie vám ukážu, ako využiť každý komponent na vytvorenie rôznych polôh v sede a v ľahu, ako aj to, ako s dieťaťom vykonávať všetky odporúčané vývojové hry.

Program aktivít si môžete pozrieť a stiahnuť na stránke

www.fireflyfriends.com/playpak.

Možno zistíte, že sa vášmu dieťaťu niektoré polohy páčia viac ako iné, alebo že niektoré polohy nemusia byť pre vaše dieťa odporúčané lekárom. Je dôležité, aby ste sa v prípade akýchkoľvek pochybností poradili so svojím terapeutom (terapeutmi) o najlepších polohách, do ktorých je možné umiestniť vaše dieťa.

To môže závisieť od toho, či sú svaly vášho dieťaťa napnuté (vysoký tonus) alebo poddajné (nízky tonus), od úrovne ich vývoja alebo tolerancie k určitým polohám. Niektorým polohám sa možno budete musieť zo zdravotných dôvodov vyhnúť a do iných bude treba dieťa povzbudzovať, aj keď nebude mať na začiatku o ne záujem!

ČASŤ 10:

Ako používať Playpak

K vášmu Playpaku dostanete:

Tašku/ Podložku

Spodná strana tašky/ podložky Playpak má pásik zprotišmykovej textílie, ktorý pomáha predchádzať klzaniu podložky po hladších povrchoch podlahy.



Valčeky, (1x dlhý a 1x krátky)

Tieto valčeky je možné použiť samotne alebo s inými podpornými prvkami na zaistenie správnej úrovne podpory.



Polohovací popruh

Tento všestranný popruh môžete použiť ako doplnok k valčekom pre ďalšiu podporu, ak je to potrebné vpredu, po stranách alebo vzadu.



Podpora hlavy / bruška

Môže byť použitý samostatne na podopretie hlavy alebo trupu alebo s inými komponentmi pre ďalšie možnosti polohovania.



Podpery na sedenie v tvare podkovy, (1x veľká a 1x malá)

Tieto profilované vankúše v tvare podkovy sú navrhnuté tak, aby poskytovali vášmu dieťaťu podporu v dolnej a hornej časti chrbta a zároveň umožňovali voľnosť rúk na hranie sa. Ak sa použije v kombinácii s ostatnými prvkami, je možné zvýšiť dodatočnú prednú, zadnú alebo bočnú oporu.



ČASŤ 10.1: Obsah balenia Playpak

- 1 Veľká červená podkova
- 2 Malá zelená podkova
- 3 Dlhý valček
- 4 Krátky valček
- 5 Podpora hlavy/ bruška
- 6 Polohovací popruh



ČASŤ 10.2: Ako používať Playpak

Informácie o polohe v ľahu na bruchu, chrbte, sedení na podlahe a bežných aktivitách s Playpak sú uvedené na našom kanáli Youtube nižšie:

www.youtube.com/user/fireflybyleckey

ČASŤ 11: Technické informácie

	Dĺžka	Šírka	Hĺbka
Zložená taška/ podložka	44cm	49cm	15cm
Rozložená taška/ podložka	134cm	75cm	NA
Dlhý valček	52cm	9cm	7cm
Krátky valček	28cm	9cm	7cm
Polohovací popruh	66cm	8cm	NA

	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Uhol
Podpora hlavy/ bruška	22cm	26cm	25cm	65°

	Výška	Hĺbka	Min. šírka sedu	Max. šírka sedu
Veľká podkova	11cm	10cm	20cm	25cm
Malá podkova	7cm	9cm	20cm	25cm



Distribútor:

Letmo SK, s.r.o.
Mládežnícka 8
Banská Bystrica
97404

Web: www.letmo.sk
E-mail: info@letmo.sk
Infolinka: 0800 194 984



Firefly Friends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

(+44) 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com

fireflyfriends.com



LS325-02

